


Анти-Pan 14-3-3 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Артикул: CM0006354



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, распознающее все семь изоформ человеческого белка 14-3-3 (θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pan 14-3-3 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	1C5; HS1; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого pan 14-3-3 (NP_006817.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Молекулярный вес белка	27kDa/28KDa/29KDa
Доставка	Сумка со льдом