


Кроличья Поликлональная Антитело К Панели 14-3-3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Артикул: CM0022017



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на пан 14-3-3 (YWHAВ, YWHAZ и др.), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует перекрестно с белками человека, мыши, крысы и африканской зеленой мартышки. Идеально подходит для исследования клеточной сигнализации и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	пан 14-3-3 кроличья пАб
Примечания/алиасы	YWHA; S1C5; HS1; 14-3-3; пан 14-3-3
Вид	Человек
GenelD (человек)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenelD	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого пан 14-3-3
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, африканская зеленая мартышка
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Молекулярная масса белка	27 кДа/28 кДа
Доставка	С пакетом льда