


Поликлональные Антитела Против Пан-Кадгерина Для Wb, Ip, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

Артикул: CM0022697



введение

Поликлональные кроличьи антитела к пан-кадгерину Pan Cadherin от CamelBio для WB, IP, ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Распознает консервативный участок кадгерина для широкого применения в исследованиях клеточной адгезии и диагностических разработок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к пан-кадгерину (Pan Cadherin Rabbit pAb)
Вид	Человек
ID гена (человек)	999/1000/1001/1002
ID гена	999/1000/1001/1002
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-882 человеческого пан-кадгерина (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами