


Поликлональное Антитело Против Pan-Pkc Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Артикул: CM0022686



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против pan-PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сигнального пути PKC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против pan-PKC
Примечания/Альтернативные названия	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
Вид	Человек
GeneID (человек)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 572-672 человеческого PRKCA (NP_002728.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Молекулярная масса белка	59 кДа/67 кДа/74- 83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом