


Поликлональное Антитело Anti-Pan-Trk Для Wb И Elisa — P04629/Q16620/Q16288

Артикул: CM0021455



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий pan-Trk (NTRK1/2/3), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований нейротрофиновой сигнализации и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пан-Trk pAb
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4914/4915/4916
Идентификатор гена	4914/4915/4916
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 697-796 человеческого pan-Trk (NP_002520.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Условия транспортировки	Пакет со льдом