


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Pan-Trk Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P04629 / Q16620 / Q16288

Артикул: CM0007379



введение

Пан-Trk кроличье моноклональное антитело, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает рецепторы TrkA/B/C человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей нейротрофинов и изучения нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pan-Trk Rabbit mAb
Вид	Человек
ID гена	4914, 4915, 4916
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческого pan-Trk
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
Доставка	Сумка-холодоэлемент