


Поликлональные Антитела Против Паннексина-1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q96Rd7

Артикул: CM0027498



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий паннексин-1 (PANX1), подходящие для ВБ и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Валидированы для исследований ионных каналов, апоптоза и кальциевой сигнализации. Swiss-Prot: Q96RD7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pannexin 1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexin 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	24145
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого паннексина 1 (NP_056183.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96RD7
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Айс-пак