

Анти-Rap Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P51003

Артикул: CM0026312



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческой поли(А)-полимеразы альфа (PAPOLA/PAP). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходят для изучения полиаденилирования мРНК. Идеальны для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAP кролик rAb
Примечания/Псевдоним	PAP; PAP-alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10914
GeneID	10914
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 605-745 человеческого PAP (NP_116021.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51003
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом