

Поликлональное Антитело Anti-Papd4 (Gld2/Tut2) Для Wb И Elisa - Q6Piy7

Артикул: CM0015800

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PAPD4 (GLD2/TUT2), валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения цитоплазматической полиаденилизации и регуляции miRNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAPD4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	APD4; GLD2; TUT2; PAPD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	167153
GeneID	167153
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–300 человеческого PAPD4 (NP_776158.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6PIY7
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом