

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Papd7 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xg87

Артикул: CM0015724

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PAPD7/TENT4A, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным. Мишень участвует в стабилизации мРНК и контроле качества РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAPD7 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
Вид	Человек
ID гена (человек)	11044
ID гена	11044
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 303-542 человеческого PAPD7 (NP_008930.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5XG87
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Сумка с хладагентом