


Поликлональные Антитела Против Anti-Papss1 Для Wb - 043252

Артикул: CM0015698



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PAPSS1 (SK1/ATPSK1). Валидированы для WB и ELISA, реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований пути активации сульфата и сульфотрансфераз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAPSS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9061
GeneID	9061
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-260 человеческого PAPSS1 (NP_005434.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43252
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом