


Кроличыи Моноклональные Антитела К Par2 Для Вб, Игг-П, Ифа - P55085

Артикул: CM0010308



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому PAR2 (P55085), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Подходит для исследований воспаления, иммунитета и функции эндотелиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к PAR2
Примечания/Алиасы	PAR2; GPR11
Вид	Человек
ID гена	2150 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 298-397 человеческого PAR2 (P55085)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55085
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник