

Анти-Par2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P55085

Артикул: CM0025996



введение

Валидируйте экспрессию PAR2 (F2RL1/GPR11) у человека, мыши и крысы с помощью этих поликлональных антител кролика. Идеально подходят для WB, IF/ICC, ELISA. Изучайте пути передачи сигналов воспаления и барьерной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAR2 кролик pAnt
Примечания/Псевдоним	PAR2; GPR11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2150
ID гена	2150
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность в пределах аминокислот 15-94 человеческого PAR2 (NP_005233.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55085
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом