

Кроличья Поликлональная Антитело Против Par4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Iz0

Артикул: CM0027204



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PAR4 для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирующее PAR4 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований апоптоза и рака. - Q96IZ0

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAR4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAR4; Par-4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5074
ID гена	5074
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка PAR4 человека (NP_002574.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96IZ0
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом