


Моноклональное Антитело К Паратиреоидному Гормону (Птг) Для Wb, If-P, Ифа — P01270

Артикул: CM0005538



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому паратиреоидному гормону (ПТГ), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P) и ИФА. Перекрестно реагирует с ПТГ мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гомеостаза кальция и метаболизма костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Паратиреоидный гормон (ПТГ) кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	PTH1; PTH1; Паратиреоидный гормон (ПТГ)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5741
ID гена	5741
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого паратиреоидного гормона (ПТГ) (P01270)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01270
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодильный пакет