


Кроличья Поликлональная Антитело К Паратиреоидному Гормону (ПТГ) Для Вб, Ифа - P01270

Артикул: CM0026761



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий ПТГ (SWISS P01270) и обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным ПТГ. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, оно помогает в исследованиях метаболизма кальция и разработке ИВД тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Паратиреоидный гормон (ПТГ) кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	PTH1; PTH1; Паратиреоидный гормон (ПТГ)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5741
ID гена	5741
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-115 человеческого паратиреоидного гормона (ПТГ) (NP_000306.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01270
Молекулярная масса белка	13кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом