

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pard6A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npb6

Артикул: CM0027272



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PARD6A для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для образцов человека и мыши, нацелено на адаптерный белок PAR6C, участвующий в полярности клеток и плотных контактах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARD6A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50855
ID гена	50855
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PARD6A (Q9NPB6)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NPB6
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом