

Кроличье Моноклональное Антитело Против Parg Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q86W56

Артикул: CM0004611



введение

Кроличье моноклональное антитело против PARG, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA; специфично нацелено на человеческую поли(АДФ-рибозу) глико-гидролазу. Идеально для изучения АДФ-рибозилирования, ответа на повреждение ДНК и путей ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARG Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PARG99; PARG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8505
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 777-976 человеческого PARG (NP_003622.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86W56
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом