

Кроличья Поликлональная Антитела Против Parl Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

Артикул: CM0030841

введение

Кроличья поликлональная антитела против PARL для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий PARL — митохондриальную протеазу, участвующую в регуляции апоптоза. Идеально подходит для исследований апоптоза и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная кроличья антитела к PARL
Примечания/Альясы	PSARL; PSARL1; RHBD51; PRO2207; PSENIP2; PARL
Вид	Человек
ID гена (человек)	55486
ID гена	55486
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-170 человеческого PARL (NP_001032728.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H300
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В ледяной упаковке