

Кроличье Поликлональное Антитело Против Parn Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O95453

Артикул: CM0024851



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PARN, поли(А)-специфичной рибонуклеазы. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Рекомбинантный иммуноген (аа 1-280). Идеально для исследований распада мРНК и посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARN Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5073
GeneID	5073
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого PARN (NP_002573.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95453
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом