

Поликлональное Антитело Anti-Parp1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P09874

Артикул: CM0017330



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PARP1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает PARP1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репарации ДНК, апоптоза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело PARP1
Примечания/синонимы	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	142
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09874
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом