

Поликлональное Антитело Anti-Parp1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09874

Артикул: CM0012831



введение

Поликлональное кроличье антитело к PARP1 выявляет PARP1 человека, мыши и крысы (113 кДа) в методах WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Оно нацелено на С-концевой регион (а. к. 662-1014) и идеально подходит для исследований репарации повреждений ДНК, апоптоза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PARP1
Примечания/синонимы	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	142
GeneID	142
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 662-1014 PARP1 (NP_001609.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09874
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом