

Кроличья Моноклональная Антитело Против Parp1 Для If/Icc, If-P, Ihc-P, Ифа — P09874

Артикул: CM0003758



введение

Кроличья моноклональная антитело против PARP1, валидированная для IF/ICC, IF-P, IHC-P и ИФА. Перекрестно реагирует с PARP1 человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований репарации ДНК, апоптоза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к PARP1
Примечания/Альтернативные названия	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	142
ИД гена	142
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-800 человеческого PARP1 (P09874).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09874
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодильный пакет