


Кроличье Моноклональное Антитело К Parp1 Для Wb, If, Ihc, Elisa — P09874

Артикул: CM0007772



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PARP1. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований репарации ДНК, апоптоза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье МАТ к PARP1
Примечания/синонимы	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	142
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200–300 человеческого PARP1 (NP_001609.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09874
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом