

Кроличье Моноклональное Антитело Против Parp2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Ugn5

Артикул: CM0004331



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против PARP2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, нацеленное на человеческий PARP2 (Q9UGN5) для исследований репарации ДНК и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARP2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10038
ID гена	10038
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 484-583 человеческого PARP2 (Q9UGN5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN5
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом