

Кроличье Поликлональное Антитело Против Parp2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Ugn5

Артикул: CM0019772



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PARP2, подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований репарации ДНК, ремоделирования хроматина и АДФ-рибозилирования. 66 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10038
ID гена	10038
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UGN5
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом