

Поликлональное Антитело Против Parp4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ukk3

Артикул: CM0026860



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PARP4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует PARP4 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований вольтового комплекса и АДФ-рибозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARP4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	143
GeneID	143
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PARP4 (NP_006428.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKK3
Молекулярная масса белка	193 кДа
Доставка	В пакете со льдом