

Кроличья Поликлональная Антитело К Parp4 Для Вб, Ифа - Q9Ukk3

Артикул: CM0022485



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PARP4, валидированная для вестерн-блотирования и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований частиц сводчатого комплекса и АДФ-рибозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARP4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	143
GeneID	143
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UKK3
Молекулярная масса белка	193 кДа
Доставка	Холодильный пакет