

Поликлональное Антитело Против Pars2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7L3T8

Артикул: CM0022745

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на митохондриальную пролил-тРНК синтетазу человека (PARS2). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, перекрестно реагирует с крысой. Полезно для исследований митохондриальной трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARS2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25973
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-220 человеческого PARS2 (NP_689481.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q7L3T8
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом