

Поликлональные Антитела Против Parva Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nvd7

Артикул: CM0018738



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PARVA (альфа-парвин), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований клеточной адгезии, цитоскелета и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против PARVA
Примечания/Псевдоним	PARVA; CH-ILKBP; MXRA2; альфа-парвин
Вид	человек
ID гена	55742
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PARVA (NP_060692.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NVD7
Молекулярный вес белка	20kDa/42kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент