

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Парвалбумина (Pvalb) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P20472

Артикул: CM0016753



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого альфа-парвалбумина (PVALB). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований физиологии мышц и кальций-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Parvalbumin/PVALB Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	D22S749; Parvalbumin (PVALB)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5816
ID гена	5816
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-110 человеческого парвалбумина (NP_002845.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20472
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Сумка-холодильник