


Поликлональное Антитело К Парвальбумину/Pvalb Для Wb - P20472

Артикул: CM0025637



введение

Кроличье поликлональное антитело к парвальбумину/PVALB (альфа-PV). Подходит для WB, IF-P, ИHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Используется для исследования кальций-зависимого расслабления мышц и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к парвальбумину/PVALB
Примечания/Синонимы	D22S749; Парвальбумин (PVALB)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5816
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 парвальбумина человека (PVALB) (NP_002845.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20472
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом