


Кроличье Моноклональное Антитело Против Парвальбумина/Pvalb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф-П, Ифа - P20472

Артикул: CM0002764



введение

Кроличье моноклональное антитело против парвальбумина/PVALB, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (ИФ-П), иммуногистохимии (ИГХ-П) и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши, крысы. Распознает кальций-связывающий белок с молекулярной массой около 12 кДа, участвующий в расслаблении мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против парвальбумина/PVALB
Примечания/Альтернативные названия	D22S749; Парвальбумин (PVALB)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5816
GeneID	5816
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 парвальбумина человека (PVALB) (P20472)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), иммуногистохимия (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20472
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом