


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Parvb Для Wb И Elisa — Q9Hbi1

Артикул: CM0018251



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PARVB (бета-парвин, аффиксин). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и интегрин-сигналинга в мышечной ткани и других тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARVB Rabbit pAb
Примечания/синоним	CGI-56; PARVB
Вид	Человек
GeneID	29780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого PARVB (NP_037459.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HBI1
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом