


Кроличье Поликлональное Антитело Против Pask Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q96Rg2

Артикул: CM0026395



введение

Рекомбинантное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на киназу PASK человека (STK37/PASKIN). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА с реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Идеально для исследований энергетического гомеостаза и трансляционной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PASK Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	STK37; PASKIN; PASK
Вид	Человек
GeneID	23178
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1194-1323 белка PASK человека (NP_055963.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RG2
Молекулярная масса белка	143 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом