


Моноклональное Антитело Anti-Patz1 Для Вб, Ифа - Q9Hbe1

Артикул: CM0011023



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PATZ1 (белок 1, содержащий домены POZ, AT-hook и цинковый палец), транскрипционного регулятора. Валидировано для вестерн-блота и ИФА. Подходит для исследований развития Т-клеток, старения и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PATZ1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23
Вид	Человек
ID гена	23598
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-350 человеческого PATZ1 (NP_055138.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HBE1
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовая упаковка