

Поликлональное Антитело Anti-Patz1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Hbe1

Артикул: CM0018083



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PATZ1 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Специфично к образцам человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PATZ1
Примечания/синонимы	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23; PATZ1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23598
GeneID	23598
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250–350 человеческого PATZ1 (NP_055138.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HBE1
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом