

Поликлональные Антитела Anti-Pax1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15863

Артикул: CM0024461

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PAX1, фактора транскрипции развития. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для исследований эмбриогенеза и позвоночного столба.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PAX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OFC2; HUP48; PAX1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5075
ID гена	5075
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого PAX1 (NP_006183.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15863
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом