

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pax2 Для Вб, Иф/Мки, Ифа — Q02962

Артикул: CM0029282

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому PAX2, валидированные для ВБ, ИФ/МКИ и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования развития почек и уrogenитального тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к PAX2
Примечания/алиасы	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5076
ID гена	5076
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 150–320 человеческого PAX2 (NP_003978.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКИ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02962
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодоизолирующий пакет