

Поликлональное Антитело Кролика Против Pax3 Для Вб И Ифа - P23760

Артикул: CM0016108



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого PAX3, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Реагирует с пробами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейронного развития, миогенеза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX3 кролик pAb
Примечания/Алиасы	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5077
GeneID	5077
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23760
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовая упаковка