

Кроличья Поликлональная Антитело К Pax3 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P23760

Артикул: CM0019638



введение

Кроличья поликлональная антитела против PAX3, валидированная для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с людьми, мышами и крысами. Идеально подходит для исследования нейронального развития, миогенеза и синдрома Ворденбурга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX3 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Вид	Человек
ID гена (человек)	5077
ID гена	5077
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-236 человеческого PAX3 (NP_852122.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23760
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом