

Поликлональное Антитело Против Pax5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02548

Артикул: CM0017032



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PAX5 (BSAP), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований развития В-клеток и вируса Эпштейна-Барр.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5079
GeneID	5079
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PAX5 (NP_057953.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02548
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом