

Поликлональные Антитела Против Pax5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q02548

Артикул: CM0026478



введение

Кроличьи поликлональные антитела к фактору транскрипции человеческого PAX5, подходящие для WB, IP, ELISA. Обнаруживают полосу 42 кДа. Цель необходима для развития В-клеток и поддержания генома вируса Эпштейна-Барр (EBV).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5079
GeneID	5079
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-300 человеческого PAX5 (NP_057953.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02548
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете