

Моноклональное Антитело Против Pax6 Для Wb/Ihc-P/Elisa - P26367

Артикул: CM0003345



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PAX6, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с PAX6 человека, мыши и крысы – ключевым фактором транскрипции в развитии глаз и центральной нервной системы. Идеально подходит для исследований и применения в IVD (диагностике in vitro).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PAX6
Примечания/алиасы	AN; PAX6
Вид	Человек
GeneID (человек)	5080
GeneID	5080
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 323–422 PAX6 человека (NP_000271.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26367
Молекулярная масса белка	47 кДа/48 кДа
Доставка	С хладагентом