

Поликлональное Антитело Против Pax6 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа - P26367

Артикул: CM0030800



введение

Кроличье поликлональное антитело к PAX6, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА на человеке, мыши и крысе. Направлено на транскрипционный фактор парного бокса, критически важный для развития глаз, ЦНС и поджелудочной железы. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и изучения болезней.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к PAX6
Примечания/алиасы	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
Вид	Человек
ID гена (человек)	5080
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PAX6 (NP_000271.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26367
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Айс-пак