

Кроличья Моноклональная Антитела К Pax6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26367

Артикул: CM0007503



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на PAX6, валидирована для использования в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает PAX6 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и аниридии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к PAX6
Примечания/Алиасы	AN; PAX6
Вид	Человек
GeneID	5080
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 323-422 человеческого PAX6 (NP_000271.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26367
Молекулярная масса белка	47 кДа/48 кДа
Доставка	Айс-бокс