

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pax7 Для Вб, Ифа - P23759

Артикул: CM0024739

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий PAX7 (HuP1). Валидирована для ВБ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследования мышечных стволовых клеток и миогенеза. ~55 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против PAX7
Примечания/алиасы	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
Вид	Человек
GeneID (человек)	5081
GeneID	5081
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 350-470 человеческого PAX7 (NP_039236.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23759
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет