


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pax8 Для If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q06710

Артикул: CM0007530



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PAX8, валидированное для IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований тиреоидного транскрипционного фактора и опухоли Вильмса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX8 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PAX-8; PAX8
Вид	Человек
GeneID	7849
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого PAX8 (NP_003457.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06710
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом