


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Pax8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q06710

Артикул: CM0014272



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к PAX8, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований тиреоидных факторов транскрипции и исследований в области биологии развития. Подтверждено данными UniProt Q06710.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAX-8; PAX8
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	7849
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого PAX8 (NP_003457.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06710
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	В ледяном пакете