

Моноклональное Антитело Против Pax9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55771

Артикул: CM0003172

введение

Кроличье моноклональное антитело против PAX9, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет транскрипционный фактор PAX9 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований в области биологии развития и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAX9 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	STNAG3; PAX9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5083
ID гена	5083
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PAX9 (P55771)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55771
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом